


光碟注意事項:

- 1、無法於 win98 及 MacOS 系列電腦下執行
- 2、請允許彈跳視窗
- 3、資料讀取較久請耐心等待

方法(一):

- 1、進入光碟檔案總管




(圖一)

- 2、執行




- 3、進入畫面(如下圖)→點選病人後→按下 Web(紅色圈圈)



(圖二)

- 4、出現看圖軟體即可調閱






(圖三)

方法(二):

- 1、選擇圖二中的 **Dicom**(綠色框框)
- 2、按下執行



3、按下執行

